


# 系统兼容性设置操作步骤

软件安装后，有的客户会因为兼容性问题导致软件中以及系统管理模块的菜单为空白不可用的情况。




主程序菜单空白



系统管理菜单空白


具体解决办法如下：

1、开始——程序菜单：蓝海灵豚医疗器械软件



2、分别右键快捷方式——属性，进行设置。

1) WIN7 系统



应用——确定

## 2) WIN10 系统



## 3) WIN8 系统

右键开始——系统——高级系统设置——性能——设置——让 Windows 选择计算机的最佳设置