

请认真阅读下面注意事项，再执行升级操作。

注意：用户在执行升级前一定要查看正在应用软件的版本信息。

然后对应所使用的版本，选择升级包下载升级。

\*\*\*（不对应版本，会出错。）\*\*\*

如下图所示：

1、 蓝海灵豚医疗器械管理软件(标准版) 版本名称。不能执行认证版升级包升级。

需要找到包含标准版字样的升级包进行升级。如：“蓝海灵豚医疗器械管理软件(通用版-标准版)-升级包-V5.8.0.0-V5.8.61.290”

认证版用户升级同理，需找到包含认证版字样的升级包进行升级。

2、 版本号：5.8 前两位版本号。不能执行跨版本升级包升级。如 5.8 不能执行 5.7（低版本）或是 5.9（高版本）的升级包。如升级低版本升级包，系统即会出错。如需要升级高版，请拨打销售电话。

3、 版本号：5.8.61.260 后两位 61.260 版本号。不能向低于此两位版本号中数字的升级包升级。需要找到包含此两位版本号的升级包进行升级。如：“蓝海灵豚医疗器械管理软件(通用版-标准版)-升级包-V5.8.0.0-V5.8.61.290”




4、通用专版、隐形眼镜专版、耗材专版，各自升级包不能互相执行。

如通用专版不能执行隐形眼镜专版和耗材专版的升级包。其他同理。

**\*\*\*升级前一定要做好套账备份。再进行升级。\*\*\***

软件升级操作步骤:

1、 打开升级包，运行“ setup.exe”




2、 下一步





### 3、 安装



运行过程有些慢，耐心等待。



自动升级程序后，点“完成”即可。



**注意：如为网络版用户，需要在每个客户端均执行一次升级操作。**